



FFR



Le guide pression (ou mesure de la FFR) permet d'étudier le retentissement d'une sténose athéromateuse sur le flux sanguin intracoronaire. La technique consiste à étudier la chute de pression sanguine en aval d'un rétrécissement en passant un guide spécifique dans l'artère atteinte. La sténose coronaire entraîne un retentissement fonctionnel sur le flux coronaire quand la FFR est inférieure à 0.80



CENTRE HOSPITALIER BRETAGNE ATLANTIQUE

20 Boulevard Général Maurice Guillaudot

BP 70555

56017 Vannes Cedex

Tél. : 02 97 01 41 41

Nous contacter

<http://www.migration.ch-bretagne-atlantique.fr/cardiologie-et-pathologie-vasculaire/ffr-636.html>